



SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

tel. 44 754 48 04 / fax 44 754 48 06

www.szpitalopoczno.pl e-mail: sekretariat@szpitalopoczno.pl

e - mail: ulawalczak@szpitalopoczno.pl

Nasz znak: DZP/230/146/2019

Opoczno, dn. 26.11.2019 r.

dot. Dostawa ambulansu drogowego - 1 szt. (typu B – 1szt.) dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, znak sprawy 29/2019

Poniżej pytania potencjalnych oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze elektryczne Power Pro XT z załadunkiem elektrycznym Power Load, o następujących parametrach technicznych:

1. Nosze fabrycznie nowe, w oryginalnym opakowaniu. Rok produkcji 2019
2. Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
3. Długość całkowita noszy: 206 cm
4. Szerokość całkowita noszy: 58 cm
5. Elektrycznie regulowana wysokość leża: 36-105 cm
6. Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze
7. Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
8. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji
9. Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców do min. 75 ° wspomagana sprężyną gazową, a zgięcie kolan do 30°
10. Rozkładane poręcz boczne, z uchwytami zwalniającymi, zwiększające powierzchnie materaca, regulowane w 7 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych
11. Pozycja przeciwwstrząsowa +15°
12. Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
13. Wyprofilowany materac, w środkowej części dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu zwłaszcza u pacjentów bariatrycznych, mocowany na rzepy. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujących krwi i płynów, odpornych na środki dezynfekujące. Materac niepalny, zgodnie z normą EN 597-1 – załączyć potwierdzenie spełnienia normy.
14. Trwałe graficzne oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy
15. Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznie noszy na dwóch poziomach zapewniające łatwą obsługę dla personelu med. o różnicowanym wzroście
16. Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora
17. Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie
18. Dodatkowo system ręcznego podnoszenia, unoszenia, załadunku i wyładunku noszy
19. Bezpieczne obciążenie robocze 395 kg, max. waga ciała pacjenta do 318 kg.

16

20. Waga noszy 57 kg zgodnie z normą EN PN 1865-3:2012 + A1:2015. Nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń. Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania noszy normy EN PN 1865-3:2012 + A1: 2015 przez niezależną jednostkę notyfikacyjną
21. Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia
22. Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz załadunkiem noszy z/do ambulansu , eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta wraz z noszami zgodne z normą dla noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010 +A1:2015. Potwierdzenie spełnienia normy przez nosze i system mocowania noszy z zasilaniem EN PN 1865-2:2010+ A1: 2015 przez niezależną jednostkę notyfikacyjną
23. Elektryczny system mocowania noszy montowany bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego
24. Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego
25. Wskaźniki typu LED ułatwiające naprowadzanie noszy na system mocowania ułatwiające pracę w nocy
26. Płynna automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku
27. W zestawie komplet dwóch baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania baterii z zasilania 12 V. Dodatkowo uchwyt na ładowarkę.
28. Nosze wyposażone w 4 kółka obrotowe w zakresie 360° z 15 cm średnicą , 2 kółka wyposażone w hamulce.
29. 2 koła z systemem blokady toczenia (koła kierunkowe)
30. Skracana tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach.
31. Całkowita długość noszy 206 cm, po skróceniu 160 cm.
32. Możliwość rozłożenia leża noszy po skróceniu tylnej ramy noszy
33. 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne mocowany na ramie noszy.
34. Nosze wyposażone w zagłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o wyższym wzroście
35. Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia oraz ułożenia głowy na wznak.
36. Możliwość mycia ciśnieniowego noszy
37. Klasa szczelności min. IPX6
38. Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych wynosi od -34° do 54° C.
39. Zestaw pasów lub uprząży służący do transportu małych dzieci?

Odp. Zamawiający dopuszcza nosze elektryczne o parametrach podanych w zapytaniu pod warunkiem, iż cały zestaw wraz z mocowaniem będzie fabrycznie nowy, nieeksploatowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 2019 r. z pełną gwarancją i będzie zamocowany na lawecie z systemem przesuwu bocznego opisanej w załączniku nr 1 do siwz pkt. 11.18

Czy Zamawiający dopuści nosze elektryczne Power Pro XT, fabrycznie nowe, nie używane rok produkcji 2019 wraz z załadunkiem elektrycznym Power Load, fabrycznie nowym nie używanym , rok produkcji 2018?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania noszy i mocowania wyprodukowanego wcześniej niż 2019r. Oferowane wyposażenie ma być z bieżącej produkcji tj. z roku 2019 i fabrycznie nowe

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nosze elektryczne spełniały normę EN PN 1865-3:2012 + A1: 2015, obowiązującą dla urządzeń (nosze o zwiększonej wytrzymałości

stosowane do dużych obciążeń) do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych, która jest wymogiem Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i Narodowego Funduszu Zdrowia dla tego typu urządzeń i warunkuje ich bezpieczne użycie w karetkach systemowych w Polsce?

Odp. Zgodnie z siwz. Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie

Czy Zamawiający wymaga aby nosze transportowe ważyły poniżej 65 kg, co jest wymogiem normy EN PN 1865-3:2012 + A1: 2015 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń)?

Odp. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga noszy elektrycznych o wadze poniżej 65 kg.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko płozowe Stryker Stair-Pro 6252 o następujących parametrach technicznych:

1. Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
2. System płozowy do transportu pacjenta po schodach.
3. Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia.
4. Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.
5. Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach.
6. 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°.
7. Uchylnie ręczki tylne.
8. Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach.
9. Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzeselka 30°.
10. Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm.
11. Stabilizator głowy pacjenta.
12. Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiająca ześlizgnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach 240x85 mm.
- 13.3 pasy poprzeczne.
14. Waga krzeselka z systemem płozowym 15 kg.
15. Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm.
16. Udźwig 227 kg.
17. Deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie.
18. Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie

Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania krzeselko kardiologiczne pod warunkiem iż będzie ono fabrycznie nowe, z roku produkcji 2019 z pełną gwarancją producenta.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Dagmara Jankiewicz-Rosiak